

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Управления
регистрации и медицинских
исследований
АО «НПО «Микроген»

_____ А.Е. Ершов
« 28 » 06 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия

Гидролизат казеина средней степени расщепления кислотный сухой по ТУ 9385-097-14237183-09

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05580

НАЗНАЧЕНИЕ

Гидролизат казеина средней степени расщепления кислотный сухой предназначен для использования в качестве белковой основы при изготовлении питательных сред. Изделие для диагностики ин витро. Функциональное назначение - вспомогательное средство в диагностике.

Выпускается в полиэтиленовых банках по 70, 100 г с инструкцией по применению, паспорт (в комплекте поставки). Ремонту и обслуживанию не подлежит.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

При изготовлении различных питательных сред на основе гидролизата казеина средней степени расщепления кислотного сухого его количественное содержание определяется рецептурой конкретной питательной среды.

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

Учет результатов роста бактерий на питательных средах, содержащих Гидролизат казеина средней степени расщепления кислотный сухой проводят визуально.

ФОРМА ВЫПУСКА

Выпускается в полиэтиленовых банках по 70, 100 г с инструкцией по применению, паспорт (в комплекте поставки). Ремонту и обслуживанию не подлежит.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранение - в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С.

Транспортирование - при температуре от 2 до 25 оС.

Срок годности — 3 года. По истечению срока годности «Гидролизат казеина средней степени расщепления кислотный сухой» использованию не подлежит.

Условия отпуска — для лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений.

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение настоящей инструкции по применению.

Рекламации по вопросам, касающимся качества и обращения медицинского изделия в течение срока годности с обязательным указанием серии и даты изготовления следует направлять в адрес Акционерного общества «Научно-производственное объединение по

медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген» (АО «НПО «Микроген»): Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 15, строение 2, тел. (495) 710-37-87, e-mail: info@microgen.ru и в адрес производства: Россия, 367915, Республика Дагестан, г. Махачкала, п. Новый Кяхулай, ул. Декоративная, д. 89, строение 1, тел. (8722) 55-82-32.

Взамен инструкции утвержденной 17.09.2018 г.